


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, ROBINET À 3 VOIES, VALVE ANTI-RETOUR, SITE D'INJECTION SANS AIGUILLE ET FILTRE PURGE, L = 220cm	REFERÊNCIA: 110.1699	DES. TÉCNICO: Nº 1699 REV.12	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, 3-WEGKRAAN, TERUGSLAGKLEP, NAALDLOOS INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 220cm			



Embalagem
Cód. Barras 560771601699 5
25 unidades por saco;
3x25=75 unidades / caixa

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T610	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C194	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NORMALE LEIDING 100cm / - TUBULURE NORMALE 100cm	T012	1
- TERUGSLAGKLEP / - VALVE ANTI-REFLUX	C271	1
- NORMALE LEIDING 2cm / - TUBULURE NORMALE 2cm	T535	1
- NAALDLOOS TWEERICHTINGS INSPUITPUNT - SITE D'INJECTION BIDIRECTIONNEL SANS AIGUILLE	C145	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 25cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 25cm, DEHP-VRIJ	T417	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Approved by:
Ass.: José Cordeiro Data: 12 / 12 / 2019