

ASSUNTO: FILTROS

DESIGNAÇÃO: VERLENGLEIDING MET BACTERIEFILTER, 0.2µm, 13cm PROLONGATEUR AVEC FILTRE ANTIBACTERIEN, 0.2µm, 13cm	REFERÊNCIA 309.1444	DES. TÉCNICO Nº 1444 REV.01	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	--	---	---


COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE - BOUCHON PROTECTEUR	C69	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 2.0mm - CONNECTEUR MALE LL POUR TUBULURE 2.0mm	C270	1
LEIDING 0.90mmx2.10, 5cm, DEPH VRIJ TUBULURE 0.90mmx2.10, 5cm, SANS PHTHALATES (DEPH)	T659	1
- BACTERIEFILTER 0.2µm - FILTRE ANTIBACTERIEN 0.2µm	C75	1
LEIDING 0.90mmx2.10, 3cm, DEPH VRIJ TUBULURE 0.90mmx2.10, 3cm, SANS PHTHALATES (DEPH)	T792	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 2.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 2.0mm	C269	1
- PLUG - BOUCHON	C46	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601444 1

100 unidades por saco; 100+100 =200 unidades / caixa



Elaborado GQ

Ass.: Miguel Matias Data: 07 / 02 / 2017