


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



| | | | |
|---|---|---|---|
| DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE 15µm, 2 ROBINETS 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRÉ PURGE AUTOMATIQUE =250cm PERFUSIESET, 15µm FILTER, 2 X 3 WEGKRAAN, Y- INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER=250cm | REFERÊNCIA: 110.1547 | DES. TÉCNICO Nº 1547 REV.05 | TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL |
|---|---|---|---|

COMPONENTES

| DESIGNAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
|---|-------------|------------|
| - BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR | C1 | 1 |
| - PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC | C115 | 1 |
| - 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR | C117 + C120 | 1 |
| - DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC | C74 | 1 |
| - 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ | C121 | 1 |
| - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ | T610 | 1 |
| - PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE | C267 | 1 |
| - WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER | C214 | 1 |
| - BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION | C324 | 1 |
| - NORMALE LEIDING, 25cm / - TUBULURE NORMALE, 25cm | T005 | 1 |
| - LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL | C33 | 1 |
| - 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES | C194 | 2 |
| - PLUG / - BOUCHON | C46 | 2 |
| - NORMALE LEIDING, 50cm / - TUBULURE NORMALE, 50cm | T008 | 1 |
| - NORMALE LEIDING, 60cm / - TUBULURE NORMALE, 60cm | T009 | 1 |
| - LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRÉ PURGE | C261 | 1 |

Embalagem

Cód. Barras 560771601547 9
50 unidades por sacco; 50 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016