


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, 2 ROBINETS À 3 VOIES, SITE D'INJECTION EN Y ET FILTRE PURGE, L = 250cm	REFERÊNCIA: 110.1547	DES. TÉCNICO Nº 1547 REV.07	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, FILTER 15µ, 2 x 3-WEGKRAAN, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 250cm			

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ	T610	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- NORMALE LEIDING, 25cm / - TUBULURE NORMALE, 25cm	T005	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C194	2
- PLUG / - BOUCHON	C46	2
- NORMALE LEIDING, 50cm / - TUBULURE NORMALE, 50cm	T008	1
- NORMALE LEIDING, 60cm / - TUBULURE NORMALE, 60cm	T009	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



Embalagem
Cód. Barras 560771601547 9
50 unidades por saco; 50 unidades / caixa



STERILE EO

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 11 / 12 / 2019