



DESIGNAÇÃO: 2 – WEG PERFUSIESET, FTALAATVRIJ, 8um HYDROFIELE FILTER, 3-WEGKRAAN, DISTALE LL MET PURGEERFILTER. TL=205cm SET A PERFUSION AVEC CHAMBRE SANS PVC, FILTER HYDROPHILE 8um, ROBINET 3 VOIES, LL ET FILTRE PURGE, LT=205cm «STOPAR»	REFERÊNCIA: 110.1875	DES. TÉCNICO: Nº 1875 REV.03	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
--	------------------------------------	---	--

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T624	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- 3 WEGKRAAN / – ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / – BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,01mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,01mm, 15cm, DEHP-VRIJ	T765	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / – CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771601875 3
2x50=100 unidades / caixa

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016