


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, ROBINET À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 205cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, 3- WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 205cm "STOPAR"	REFERÊNCIA: 110.1875	DES. TÉCNICO: Nº 1875 REV.05	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
---	------------------------------------	---	--



Embalagem
Cód. Barras 560771601875 3
50 unidades por saco
2 x 50 = 100 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T624	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- 3 WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,01mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,01mm, 15cm, DEHP-VRIJ	T765	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Dep.Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019