


ASSUNTO: SISTEMAS COM LUER LOCK



DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8µm, ROLLER DE PRÉCISION ORANGE, FILTRE PURGE, 160cm PERFUSIESET 8µm HYDROFIELE FILTER, PRECISIEROLKLEM, PURGEER FILTER, 160cm «STOPAR»	REFERÊNCIA: 110.1472	DES. TÉCNICO: Nº 1472 REV.06	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
---	---	--	--

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771601472 4
50 unidades por saco, S13
200 unidades / caixa

Elaborado GQ
 Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016