


**ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO**

<b>DESIGNAÇÃO:</b> 2 - WEGINFUUSLIJN 15µ, DEBIETREGELAAR EASYFLOW, VALVE BIDIRECTIONNELLE-Y EN DRAAIBARE LL. MET PURGEERFILTER = 240cm PERFUSEUR 2 VOIES 15µ, RÉGULATEUR DU DÉBIT EASYFLOW, RICHTINGSKLEP IN Y ET LL. ROTATIF À FILTRE PURGE =240cm	<b>REFERÊNCIA</b> <b>110.1587</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº1587 <b>REV.06</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
---	--------------------------------------	--	---------------------------------------


**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T678	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW / - RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- NORMALE LEIDING 140cm / - TUBULURE NORMALE 140cm	T015	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- VALVE BIDIRECTIONNELLE EN Y - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP	C145	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C158 + C157	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

**Embalagem**
**Cód. Barras 560771601587 5**

75 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 03 / 2016