


ASSUNTO: PROLONGAMENTOS E ACESSÓRIOS SEM FTALATOS



DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
PROLONGATEUR 3 VOIES 25cm ET LUER LOCK MOBILE	311.0460	Nº 460 REV.07	DESCARTÁVEL
3 – WEGKRAAN MET VERLENGLEIDING 25cm “NO DEHP”	PTR3 SMF25 LLM NKS		

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG - LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157+C158	1
- 3/4 RICHTINGSKRAAN - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG - BOUCHON	C46	2
- NKS LEIDING 2 X 4,01mm, 25cm, DEHP-VRIJ - NKS TUBULURE 2 X 4,01mm, 25cm, SANS PTHALATES (DEHP)	T455	1

Embalagem

Cód. Barras 560771600460 2

50 unidades por saco,

3 x 50=150 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019