

ASSUNTO: PROLONGAMENTOS VENOSOS

DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
PROLONGATEUR 1.00x3.00mm, LL M/F, 100cm	311.1638	Nº 1638	DESCARTÁVEL
VERLENGLEIDING 1.00x3.00mm LL, M/F, 100cm		REV.01	

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE - BOUCHON PROTECTEUR	C69	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 3.0mm - CONNECTEUR MALE LL POUR TUBULURE 3.0mm	C276	1
- LEIDING 1.00x3.00mm, 100cm, DEPH VRIJ - TUBULURE 1.00x3.00, 100cm, SANS PHTHALATES (DEPH)	T683	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 3.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 3.0mm	C275	1
- PLUG - BOUCHON	C46	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601638 4

50 unidades por saco,

2x50=100 unidades / caixa

Maximum pressure: 20bar (300PSI)




NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO



Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 10 / 10 / 2019