


ASSUNTO: PROLONGAMENTOS STANDARD

DESIGNAÇÃO: PROLONGATEUR PVC, 80cm PVC VERLENGLEIDING, 80cm 2.5x4.1mm	REFERÊNCIA 311.0349 P2LLSP80 MF	DES. TÉCNICO Nº 349 REV.04	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	--	---	---------------------------------------



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- BESCHERMKAPJE /- BOUCHON PROTECTEUR	C28	1
- LEIDING 2.5x4.1mm, 80cm, DEPH-FREE - TUBULURE 2.5x4.1mm, 80cm, SANS PHTHALATES	T424	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C197	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1

Embalagem

Cód. Barras 560771600349 0

50 unidades por saco,

4 x 50 = 200 unidades / caixa

Elaborado DQ

Ass.: Miguel Matias Data: 05/ 05/ 2017