


ASSUNTO: SISTEMAS DE SANGUE COM Y



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À TRANSFUSION AVEC FILTRE 200µm, 25cm², TUBULURE SANS PHTHALATES SITE D'INJECTION EN Y ET FILTRE PURGE TRANSFUSIESET MET FILTER 200µm, 25cm², FTALAATVRIJE LEIDING, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER	<b>REFERÊNCIA:</b>  202.0261  SAS25BOMBA	<b>DES. TÉCNICO:</b> Nº 261  REV.10	<b>TIPO DE PRODUTO:</b> DESCARTÁVEL
---	--	--	--

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- PROTECTEUR DE PERFORATEUR ROUGE	C34	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / – PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR	C117 + C120	1
- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25 - CHAMBRE Á TRANFUSION SAS25	C192	1
- BLOEDFILTER 25cm2, 200um - FILTRE Á SANG 25cm2, 200um	C16	1
- LEIDING VOOR TRANSFUSIEKAMER - TUBULURE POUR CHAMBRE Á TRANSFUSION	T206	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324 / C81	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	1
LUER-LOCK CONNECTOR/ CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
<b>Cód. Barras 560771600261 5</b>
Fotopolímero: Sistemas p/ Administração de Sangue DIALEX + Bomba
3 X 25 = 75 unidades / caixa

Elaborado GQ  
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 07/ 11 / 2016