


MAXIMUM PRESSURE
(in tubing) = 4.5Bar



Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 28/ 10 / 2020

ASSUNTO: SISTEMAS DE SANGUE COM Y

DESIGNAÇÃO: SET À TRANSFUSION AVEC FILTRE 200µm, 25cm², TUBULURE SANS PHTHALATES SITE D'INJECTION EN Y ET FILTRE PURGE TRANSFUSIESET MET FILTER 200µm, 25cm², FTALAATVRIJE LEIDING, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER	REFERÊNCIA: 202.0261 SAS25BOMBA	DES. TÉCNICO: Nº 261 REV.11	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
---	--	--	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	RAW MATERIAL
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR, ROOD - PROTECTEUR DE PERFORATEUR ROUGE	C34	HDPE + LDPE
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	ABS
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER	C117	PP
- FILTRE À AIR	C120	PVDF homopolymer Polyester
- BLOEDTRANSFUSIEKAMER SAS 25 - CHAMBRE À TRANFUSION SAS25	C192	PVC (plasticizer TOTM)
- BLOEDFILTER 25cm², 200µm - FILTRE À SANG 25cm², 200µm	C16	PA 6.6
- LEIDING VOOR TRANSFUSIEKAMER - TUBULURE POUR CHAMBRE À TRANSFUSION	T206	PVC (plasticizer TOTM)
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	ABS
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	ABS
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	PVC (plasticizer TOTM)
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX	C81	ABS + SEBS
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 20cm, DEHP-VRIJ	T416	PVC (plasticizer TOTM)
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	MABS
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	PE + Hydrophobic and Oleophobic ePTFE



STERILE EO

Embalagem

Cód. Barras 560771600261 5

25 unidades por sacco

3 X 25 = 75 unidades / caixa