


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET A PERFUSION, FILTRE 15µm, 2 ROBINETS 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE = 250cm PERFUSIESET, 15µm FILTER, 2x3 WEGKRAAN, Y- INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER DISTAAL= 250cm	<b>REFERÊNCIA:</b>  <b>110.1696</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1696  <b>REV.05</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
---	---	---	---

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / – PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / – FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 175cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 175cm, DEHP-VRIJ	T650	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPIJTPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / – CONNECTEUR LL	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / – BOUCHON	C46	2
- NKS TUBULURE 2x4,01mm, 40cm, S/PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2x4,01mm, 40cm, DEHP-VRIJ	T757	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ  
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

<b>Embalagem</b>
<b>Cód. Barras 560771601696 4</b>
50 unidades por sacco; 50 unidades / caixa