


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, SITE D'INJECTION EN Y, 2 ROBINETS À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 250cm	REFERÊNCIA: 110.1696	DES. TÉCNICO Nº 1696 REV.06	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, FILTER 15µ, Y-INSPUITPUNT, 2 x 3-WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 250cm			



Embalagem
Cód. Barras 560771601696 4
50 unidades por saco; 50 unidades / caixa

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 175cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 175cm, DEHP-VRIJ	T650	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	2
- NKS TUBULURE 2x4,01mm, 40cm, S/PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2x4,01mm, 40cm, DEHP-VRIJ	T757	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Dep.Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019