


ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM CONTROL. DÉBITO



DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION A CONTROL DEBIT ET FILTRE HYDROPHILE 8µm ET LUER LOCK FIXE ET FILTRE PURGE, 170cm PERFUSIESET MET DEBIETREGELAAR, 8µm HYDROFIELE FILTER VASTE LL EN PURGEERFILTER, 170cm «STOPAR»	REFERÊNCIA: 106.2142	DES. TÉCNICO: Nº 2142 REV.00	TIPO DE PRODUTO: DESCARTÁVEL
---	---	--	--

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- NORMALE LEIDING 80cm – DEHP-VRIJ - TUBULURE NORMALE 80cm S/PHTHALATES (DEHP)	T011	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW / - REGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T678	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771602142 5

Single pack, sterile – ETO, Easy opening, indicating the reference of the product, date of manufacture, lot number, expiration date, CE marking, instructions and symbology applicable

50 unidades por saco,

50+25=75 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016