

ASSUNTO: TORNEIRAS E RAMPAS COM PROLONGAMENTOS

DESIGNAÇÃO: ROBINET 3 VOIES AVEC PROLONGATEUR PVC, 10cm 3-WEGKRAAN MET PVC VERLENGLEIDING, 10cm	REFERÊNCIA 311.0451 PTR3SMF10NKS	DES. TÉCNICO Nº 451 REV.02	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--	--	---


COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG - LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- LL CONNECTOR 3 X 4,1mm - CONNECTEUR LL 3 X 4,1mm	C198	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 10cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 10cm, DEHP-VRIJ	T454	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	2

Embalagem**Cód. Barras 560771600451 0**

50 unidades por saco,

3x50=150 unidades / caixa



Elaborado DQ

Ass.: Miguel Matias Data: 15 / 05 / 2017