


ASSUNTO: TORNEIRAS E RAMPAS COM PROLONGAMENTOS



DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
ROBINET 3 VOIES AVEC PROLONGATEUR PVC, 100cm 3-WEGKRAAN MET PVC VERLENGLEIDING, 100cm	311.0367 PTR3SMF100NKS	Nº 367 REV.04	DESCARTÁVEL

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG / – LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- NKS TUBULURE 2x4,01mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2x4,01mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG / – BOUCHON	C46	2

Embalagem

Cód. Barras 560771600367 4

50 unidades por saco,

2x50= 100 unidades / caixa



NO DEHP



NO LATEX



STERILE EO

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019