


ASSUNTO: SISTEMAS COM Y



DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, SPIKE DOUBLE, FILTRE 15µm SITE D'INJECTION SANS LATEX =195cm PERFUSIESET MET DUBBELE INSTEKDOORN EN 15µ m FILTER LATEXVRIJ =195cm	REFERÊNCIA 110.1549	DES. TÉCNICO Nº 1549 REV.04	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--	---	---

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	2
- 2-WEG PERFORATOR - PERFORATEUR 2 VOIES	C23	2
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR	C117 + C120	2
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	2
- NORMALE LEIDING 15cm / - TUBULURE NORMALE 15cm	T003	2
- Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y	C41	1
- NORMALE LEIDING 7cm / - TUBULURE NORMALE 7cm	T297	1
- DEKSEL 1-WEG VOOR DRUPPELKAMER	C24	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- PRECISIE ROLKLEM / - ROLLER DE PRÉCISION	C212	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING	C324	1
- LEIDING 2.5 X 4,1mm, 15cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T415	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

Embalagem

Cód. Barras 560771601549 3

50 unidades por saco,

50 unidades / caixa