



Embalagem
Cód. Barras 560771601549 3
50 unidades por saco,
50 unidades / caixa



STERILE EO

**dialex**  
BIOMEDICA



ASSUNTO: SISTEMAS COM Y

DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
SET À PERFUSION, FILTRE 15µ, 2 SPIKES, SITE D'INJECTION EN Y ET FILTRE PURGE, L = 195cm	110.1549	Nº 1549 REV.04	DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, FILTER 15µ, 2 SPIKES, Y-INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER, L = 195cm			

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	2
- 2-WEG PERFORATOR - PERFORATEUR 2 VOIES	C23	2
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	2
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	2
- NORMALE LEIDING 15cm / - TUBULURE NORMALE 15cm	T003	2
- Y VERBINDINGSSTUK / - CONNECTION Y	C41	1
- NORMALE LEIDING 7cm / - TUBULURE NORMALE 7cm	T297	1
- DEKSEL VOOR DRUPPELKAMER/ COUVERCLE POUR CHAMBRE GOUTTES	C24	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 150cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 150cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T611	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- LEIDING 2.5 X 4,1mm, 15cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 15cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T415	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 11 / 12 / 2019