


ASSUNTO: IV SET WITH LUER

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, CLAMP ET FILTRE PURGE, L = 180cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, KLEM EN PURGEERFILTER, L = 180cm "STOPAR"	REFERÊNCIA 108.2597	DES. TÉCNICO Nº 2597 REV.00	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--	---	---

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR /- CAP	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC /- SPIKE	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER / - AIR INLET	C290 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC /- CHAMBER	C74	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - HYDROFIELE FILTER 8um	C282	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 180cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 180cm, DEHP- VRIJ, 2.95x4.10mm	T624	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE / - ORANGE ROLLER CLAMP	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER / - ROLLER	C214	1
- GRANDE PINCE COULISSANTE / - GROTE KLEM - LARGE SLIDE CLAMP	C433	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE / - CAP WITH PURGE FILTER	C261	1



STERILE EO

Embalagem

Cód. Barras 560771602597 7

50 unidades por saco;

2x50= 100 unidades / caixa

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019