

ASSUNTO: PROLONGAMENTOS VENOSOS

| DESIGNAÇÃO: | REFERÊNCIA | DES. TÉCNICO | TIPO DE PRODUTO |
|---|------------|--------------|-----------------|
| PROLONGATEUR 1.00x3.00mm, LL M/F, 150cm | 311.1639 | Nº 1639 | DESCARTÁVEL |
| VERLENGLEIDING 1.00x3.00mm LL, M/F, 150cm | | REV.01 | |

COMPONENTES

| DESIGNAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
|--|------------|------------|
| - BESCHERMKAPJE - BOUCHON PROTECTEUR | C69 | 1 |
| - CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 3.0mm - CONNECTEUR MALE LL POUR TUBULURE 3.0mm | C276 | 1 |
| - LEIDING 1.00x3.00mm, 150cm, DEPH VRIJ - TUBULURE 1.00x3.00, 150cm, SANS PHTHALATES (DEPH) | T684 | 1 |
| - CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 3.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 3.0mm | C275 | 1 |
| - PLUG - BOUCHON | C46 | 1 |


Embalagem

Cód. Barras 560771601636 0

50 unidades por saco,

3x50=150 unidades / caixa

Maximum pressure: 20bar (300PSI)



Elaborado DQ

Ass.: Miguel Matias Data: 22 / 05 / 2017