


ASSUNTO: TORNEIRAS E RAMPAS COM PROLONGAMENTOS



DESIGNAÇÃO:	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO	TIPO DE PRODUTO
PROLONGATEUR 3 VOIES, 75cm 3-WEGKRAAN MET VERLENGLEIDING, 75cm	311.0466 PTR3SMF 75NKS	Nº 466 REV.04	DESCARTÁVEL

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- LUER-LOCK PLUG - LUER-LOCK STOPJE	C28	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 75cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 75cm, DEHP-VRIJ	T457	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	2

Embalagem

Cód. Barras 560771600466 4

50 unidades por saco,

2x50= 100 unidades / caixa



STERILE EO

Dep.Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 09 / 10 / 2019