


**ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8µm, SITE D'INJECTION, ROBINET 3-VOIES, LUER LOCK FIXE, FILTRE PURGE, 195cm PERFUSIESET MET, 3-WEGKRAAN, Y-INSPUITPUNT, 8µm HYDROFIELE FILTER EN PURGEERFILTER, 195cm «STOPAR»	<b>REFERÊNCIA:</b>  <b>110.1501</b>	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1501 <b>REV.07</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
---	---	---	---------------------------------------

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8µm / - 8µm HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 125cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 125cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T623	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE NORMALE 30cm / - NORMALE LEIDING 30cm	T006	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C33	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2X4,10mm, 30, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2X4,10mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T490	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ  
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016

**Embalagem**  
Cód. Barras 560771601501 1  
2 x 50 = 100 unidades / caixa