


**ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, SITE D'INJECTION EN Y, ROBINET À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 195cm  PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, Y-INSPUITPUNT, 3-WEGKRAAN EN PURGEEFILTER, L = 195cm "STOPAR"	<b>REFERÊNCIA:</b>  110.1501	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1501  REV.09	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL
---	------------------------------------	--	---------------------------------------

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 125cm, SANS PHTHALATES (DEHP), 2.95x4.10mm - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 125cm, DEHP-VRIJ, 2.95x4.10mm	T623	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIJLTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- TUBULURE NORMALE 30cm / - NORMALE LEIDING 30cm	T006	1
- 3- WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- VROUWELIJKE PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2X4,10mm, 30, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2X4,10mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T490	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

<b>Embalagem</b>
<b>Cód. Barras 560771601501 1</b>
50 unidades por saco
2 x 50 = 100 unidades / caixa



Dep. Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019