

20 gouttes-druppels/ml

ASSUNTO: SISTEMAS DE SOROS COM GRADUAÇÃO

dialex
BIOMÉDICA



PMH
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALARES

DESIGNAÇÃO:

BURETTE 150ml , FILTRE 15µm, ROBINET À 3V., SITE D'INJECTION EN Y, LL MOBILE ET FILTRE PURGE, L=300cm
BURETSET 150ml , 15µm FILTER, 3-WEGKRAAN, Y-INSPUITPUNT, MOBILE LL EN PURGEERIFILTER, L=300cm

REFERÊNCIA:

109.2044


DES. TÉCNICO:

Nº 2044

REV.04

TIPO DE

PRODUTO:
DESCARTÁVEL



Embalagem
Cód. Barras 560771602044 2
50 unidades / caixa

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR MET LUCHTINLAAT / - PERFORATEUR AVEC PRISE D'AIR	C23	1
- BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	2
- TUBULURE 2.85x4.15mm, 20cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING 2.85x4.15mm, 20cm -DEHP VRIJ	T069	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- INSPUITPUNT LATEXVRIJ / - SITE D'INJECTION SANS LATEX	C36	1
- BOVENDEKSEL BURET / - COUVERCLE BURETTE	C52	1
- BURETTE 150ml / BURET 150ml	C55	1
- ONDERDEKSEL BURET / - FOND BURETTE	C54	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- FILTRE 15µm / - 15µm FILTER	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 160cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 160cm, DEHP-VRIJ	T622	1
- WIELTJE VOOR PRECISIEROLKLEM - ROULETTE POUR CLAMP ROLLER DE PRÉCISION	C214	1
- PRECISIEROLKLEM ORANJE / - CLAMP ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- 3-WEGKRAAN / ROBINET 3 VOIES	C194	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ MET PRIKBEVEILIGING - SITE D'INJECTION EN Y, SANS LATEX, AVEC PROTECTION DES DOIGTS	C81	1
- TUBULURE NORMALE 40cm / - NORMALE LEIDING 40cm	T007	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 40cm, S/ PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 40cm, DEHP-VRIJ	T420	1
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1



STERILE EO

Dep. Quality

Ass.: José Cordeiro Date: 19 / 11 / 2019