


ASSUNTO: SISTEMAS COM Y

DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE 15um, SITE EN Y, LUER LOCK FIXE ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE =225cm PERFUSIESET, FILTER 15um, Y INSPUITPUNT, LL EN PURGEERFILTER =225cm	REFERÊNCIA 110.1569	DES. TÉCNICO Nº 1569 REV.05	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	--	---	--



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / – PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / – FILTRE Á AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / – FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 190cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 190cm, DEHP-VRIJ	T653	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / – CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem

Cód. Barras 560771601569 1

50 unidades por saco,; 2x50= 100 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10/ 03/ 2016