


ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOE DE DÉBITO

DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE 8um, CONTROLE DÉBIT, SITE EN Y, 2 ROBINET 3 VOIES ET FILTRE PURGE, 285cm PERFUSIESET, 8um HYDROFIELE FILTER, DEBIETREGELAAR, Y- INSPUITPUNT, 2x3 WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, 285cm «STOPAR»	REFERÊNCIA	DES. TÉCNICO Nº 2482	TIPO DE PRODUTO
	106.2482	REV.00	DESCARTÁVEL



COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T678	2
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW / - REGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- SPECIALE LEIDING 2.5X4.1mm, 10cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 10cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T454	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	2
- NKS TUBULURE 2X4.1mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2X4.1mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 24 / 08 / 2016