


ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOE DE DÉBITO

DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE HYDROPHILE, RÉGULATEUR DE DÉBIT, SITE D'INJECTION EN Y, 2 ROBINETS À 3 VOIES ET FILTRE PURGE, L = 285cm PERFUSIESET, HYDROFIELE FILTER, DEBIETREGELAAR, Y-INSPUITPUNT, 2 x 3-WEGKRAAN EN PURGEERFILTER, L = 285cm "STOPAR"	REFERÊNCIA 106.2482	DES. TÉCNICO Nº 2482 REV.01	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
--	-------------------------------	--	---------------------------------------



COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- PRISE D'AIR AVEC FILTRE ANTIBACTÉRIEN - LUCHTINLAAT MET ANTIBACTERIELE FILTER	C290 + C120	1
- FILTRE HYDROPHILE 8um / - 8um HYDROFIELE FILTER	C282	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 80cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 80cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T678	2
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
-DEBIETREGELAAR / RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE EN Y SANS LATEX, AVEC PROTECTION DE DOIGTS	C81	1
- SPECIALE LEIDING 2.5X4.1mm, 10cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 10cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T454	1
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	1
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	2
- NKS TUBULURE 2X4.1mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2X4.1mm, 100cm, DEHP-VRIJ	T458	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Embalagem
Cód. Barras 560771602482 2
50 unidades por saco; 50 unidades / caixa



STERILE EO

Dep.Quality
Ass.: José Cordeiro Date: 12 / 12 / 2019