


**ASSUNTO: SISTEMAS COM CONTROLADOR DE DÉBITO**



<b>DESIGNAÇÃO:</b> SET A PERFUSION, FILTRE 15µm, EASYFLOW, 2 VALVE BIDIRECTIONELLE EN Y, LUER LOCK FIXE ET FILTRE PURGE = 215cm PERFUSIESET, 15µm, EASYFLOW, 2 NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP, VASTE LL EN PURGEERFILTER =215cm	<b>REFERÊNCIA:</b>  110.1831	<b>DES. TÉCNICO</b> Nº 1831 <b>REV.05</b>	<b>TIPO DE PRODUTO</b> DESCARTÁVEL

**COMPONENTES**

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- NORMALE LEIDING 80cm / - TUBULURE NORMALE 80cm	T011	1
- DEBIETREGELAAR EASY-FLOW / - RÉGULATEUR DE DÉBIT	C108	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 100cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T610	1
- VALVE BIDIRECTIONELLE EN Y - NAALDVRIJE 2 RICHTINGSKLEP	C145	1
- NORMALE LEIDING 5cm / - TUBULURE NORMALE 5cm	T001	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5 X 4.1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- KLEINE KLEM / - PETITE PINCE	C43	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

**Embalagem**

<b>Cód. Barras 560771601831 9</b>
50 unidades por saco,
50 unidades / caixa

Elaborado GQ

Ass.: Vânia Rodrigues Data: 10 / 03 / 2016