


ASSUNTO: - SISTEMAS COM TORNEIRA E Y

DESIGNAÇÃO: SET A PERFUSION, FILTRE 15µm, 4 ROBINETS 3 VOIES, SITE EN Y ET FILTRE PURGE AUTOMATIQUE =250cm	REFERÊNCIA 110.1813	DES. TÉCNICO Nº 1813 REV.05	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
PERFUSIESET, 15µm FILTER, 4x3 WEGKRAAN, Y- INSPUITPUNT EN PURGEERFILTER DISTAAL = 250cm			



Embalagem
Cód. Barras 560771601813 5
50 unidades por saco ; 50unidades / caixa

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

COMPONENTES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE Á AIR	C117+C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 120cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE, 120cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T642	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE Á INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,01mm, 25cm, DEHP-VRIJ - TUBULURE SPECIAL 2.5X4.01mm, 25cm, S/PHTHALATES (DEHP)	T417	1
- LUER-LOCK CONNECTOR / - CONNECTEUR LL	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C68	2
- PLUG / - BOUCHON	C46	4
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 100cm, SANS PHTHALATES (DEHP)	T458	1
- NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 100cm, DEHP-VRIJ		
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	2
- NKS TUBULURE 2 X 4,10mm, 25, SANS PHTHALATES (DEHP)	T455	1
- NKS LEIDING 2 X 4,10mm, 25cm, DEHP-VRIJ		
- DRAAIBARE LUER-LOCK CONNECTOR - CONNECTEUR LL MOBILE	C157 + C158	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1