

ASSUNTO: PROLONGAMENTOS STANDARD

DESIGNAÇÃO: PROLONGATEUR PVC, 150cm PVC VERLENGLEIDING, 150cm 2.5x4.1mm	REFERÊNCIA 311.0344 P2LLSP150 MF	DES. TÉCNICO Nº 344 REV.04	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	---	---	---------------------------------------

COMPONENTES


DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- CONNECTOR MANNELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR MÂLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C198	1
- BESCHERMKAPJE /- BOUCHON PROTECTEUR	C28	1
- LEIDING 2.5x4.1mm, 150cm, DEPH-FREE - TUBULURE 2.5x4.1mm, 150cm, SANS PHTHALATES	T427	1
- CONNECTOR VROUWELIJK LL VOOR LEIDING 4.0mm - CONNECTEUR FEMELLE LL POUR TUBULURE 4.0mm	C197	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1

Embalagem

Cód. Barras 560771600344 5

50 unidades por saco,

3 x 50 = 150 unidades / caixa



Elaborado DQ

Ass.: Miguel Matias Data: 05/ 05/ 2017